

NOWOŚCI I PROMOCJE

GC EUROPE N.V. PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE

LABORATORIUM

Oferty ważne do 30 czerwca 2026





Zainspiruj się szerokimi wskazaniami i korzystaj z nieskończonej wszechstronności rozwiązań GC dla tlenku cyrkonu...



Dowiedz się więcej



Struktura

Charakteryzacja struktury



Poznaj technikę pracy

Wykańczanie



Coloring Liquid...technika malowania



Coloring Liquid...technika barwienia



ONESQIN

Zaproś Konsultanta GC do swojego laboratorium i przetestuj dowolne produkty GC!

	WSKAZANIA						PROCES		
	Inlay/ Onlay	Licówki	Korony (odcinek przedni i boczny)	Łączniki hybrydowe	Mosty 3-punktowe (do 3 punktów)	Mosty wielopunktowe (>3 punktów)	Malowanie monolityczne	Mikro- warstwowa- nie	Tradycyjne licowanie
Initial Zirconia Disk ST*			✓	✓	✓	✓			👍
Initial Zirconia Disk HT*			✓	✓	✓	✓	👍	👍	👍
Initial Zirconia Disk UHT*	✓	✓	✓		✓		👍	👍	👍
Initial Zirconia Disk Multilayer Elite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	👍	👍	


*Uwaga: zaleca się stosować z GC Initial Zirconia Coloring Liquid

Initial Zirconia Disk Multilayer Elite


Najlepszy wybór, by sprostać najwyższym standardom



Instrukcja
Techniczna



- Dwutlenek cyrkonu Typ II Klasa V DIN EN ISO 6872
- Wytrzymałość na zginanie: typowa średnia wartość >1.100 MPa
- Szerokie spektrum przejścia przezierności od >45% do >49%
- Szybki proces syntezy dla koron i mostów do 3 punktów



Sprawdź terminy dedykowanych szkoleń!
Więcej informacji na stronach 22-23.

Initial Zirconia Coloring Liquid

Płyny koloryzujące na bazie wody do barwienia tlenku cyrkonu przed procesem synteryzacji




Zredukowana liczba płynów:

- 4 odcienie Cervical
- 4 odcienie Body
- 4 efekty kolorystyczne

Prosta tabela rozcieńczania, aby uzyskać 16 odcieni V-Classic



4 kolory do znakowania ułatwiają wizualizację podczas aplikacji



Art. Nr 10041649

Initial Zirconia Coloring Liquid Intro Kit;

770 zł

1 x Body A, 50 ml
1 x Cervical A, 50 ml
2 x Effect (Grey, Neutral), 50 ml
2 x Marking Liquid (Red, Blue), 25 ml
Instrukcja Techniczna

Produkt dostępny również w opakowaniach uzupełniających:

Initial Zirconia Coloring Liquid

50 ml; 215 zł

Body A, B, C, D; Cervical A, B, C, D;

Effect Blue, Grey, Pink, Neutral

Initial Zirconia Marking Liquid

25 ml; 100 zł

Red, Blue, Yellow, Green



KORZYSTNA CENA

DYSK GRATIS!

2 435 zł

Cena zestawu

Zamów Initial Zirconia Coloring Liquid Set + 1 dysk Initial Zirconia Disk 98,5 x 18 mm ST, HT lub UHT GRATIS¹!

Art. Nr 10041648 **Initial Zirconia Coloring Liquid Set;** 2 435 zł

4 x Body (A, B, C, D), 50 ml

4 x Cervical (A, B, C, D), 50 ml

4 x Effect (Blue, Grey, Pink, Neutral), 50 ml

4 x Marking Liquid (Red, Blue, Yellow, Green), 25 ml

Instrukcja Techniczna

KORZYSTNA CENA

4 + 1

OD 215 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 uzupełnienia Initial Zirconia Coloring Liquid Refill + 1 uzupełnienie Initial Zirconia Coloring Liquid, Blue, Refill 25 ml GRATIS¹!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



Nie przegap naszych warsztatów GC Initial IQ ONE SQIN

- 23.01.2026r. Katowice
- 06.02.2026r. Kołobrzeg
- 06.02.2026r. Rybnik
- 16.05.2026r. Kalisz

- 30.05.2026r. Wrocław
- 13.06.2026r. Białystok
- 20.06.2026r. Szczecin
- 19.09.2026r. Lublin

Initial IQ ONE SQIN

System ceramiczny do malowania koloru i nadawania kształtu

Art. Nr 10006991

Initial IQ ONE SQIN System Set; 3 890 zł

10 x SPS Stain (SPS-1 / 2 / 7 / 8 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20), 3 g

1 x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10 g

1 x SPS Glaze Liquid, 25 ml

2 x IQ LP ONE Neutral (L-N / L-NFL), 4 g

4 x IQ LP ONE Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g

6 x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3 / 6 / 8 / 9 / 10 / OP), 4 g

1 x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8 ml

1 x IQ LP ONE/NF Refresh Liquid, 8 ml

5 x IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10 g

5 x IQ SQIN Powder Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10 g

1 x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10 g

3 x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10 g

1 x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml

1 x IQ LP ONE Naczynie do mieszania

1 x IQ LP ONE Pędzelek 00

1 x IQ LP ONE Pędzelek 02


1 x IQ LP ONE Plastikowa osłonka

1 x IQ LP ONE Kolornik

1 x SPS Kolornik

1 x IQ SQIN Instrukcja Techniczna

Wszystkie kolory są również dostępne osobno jako opakowania uzupełniające.



Dzięki uprzejmości:
MDT Stefan Roosen, Austria

OFERTA SPECJALNA

-35%

3 890 zł

~~6 000 zł~~

Cena zestawu

W cenie zestawu indywidualne szkolenie z Konsultantem GC w Twoim Laboratorium!



Initial Zirconia Disk Multilayer Elite

Najlepszy wybór, by sprostać
najwyższemu standardom

W obliczu szybkiej transformacji cyfrowej w branży
ważne jest aby nadążyć za tego rodzaju procesem pracy.
Tlenek cyrkonu jest czymś więcej niż tylko kolejnym
materiałem odtwórczym - to kolejny krok w kierunku
poprawy jakości i trwałości Twojej pracy.

DOSKONAŁA ESTETYKA

Oferujący naturalny odcień i łagodne przejście przezierności
w odbudowach w odcinku przednim i bocznym.
Dostępny w 16 odcieniach V-Classic i 3 odcieniach wybielonych.

WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ

Zaklasyfikowany do klasy V zgodnie z normą DIN EN ISO 6872 ze średnią
wartością > 1,100 MPa.

WIELOFUNKCYJNOŚĆ

Wszechstronny i uniwersalny, stworzony do szerokiego zakresu wskazań
klinicznych. W procesie szybkiej lub tradycyjnej syntezy.



NOWOŚĆ

Initial Multilayer Elite

Kolornik wykonany z tlenku cyrkonu



KORZYSTNA CENA

3 + 1

OD 740 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 3 dyski Initial Zirconia Disk Multilayer Elite
w dowolnym rozmiarze i odcieniu
+ 1 dysk Initial Zirconia Disk Multilayer Elite 98,5 x 20 mm
w dowolnym odcieniu GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

**Skontaktuj się z Konsultantem GC
i zapytaj o ofertę indywidualną
dostosowaną do Twoich potrzeb!**

Rozmiar	Odcień	Cena
98,5 x 14 mm	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, OM1, OM2, OM3	740 zł
98,5 x 16 mm		825 zł
98,5 x 20 mm		990 zł
98,5 x 25 mm		1 155 zł

Initial IQ Lustre Pastes ONE V-Shades & NF GUM Shades

Uniwersalna ceramika w paście do malowania



Zapoznaj się z instrukcją techniczną



Charakteryzacja zewnętrzna oraz wewnętrzną



Zapoznaj się z ulotką „Rozwiązania dla technik malowania”

Initial IQ Lustre Pastes ONE V-Shades Set

+ Initial Zirconia Disk Multilayer Elit GRATIS!

2 940 zł
~~3 455 zł~~

Cena zestawu

Zamów 1 zestaw Initial IQ Lustre Pastes ONE V-Shades Set + 1 dysk Initial Zirconia Disk Multilayer Elite 98,5 x 20 mm w dowolnym odcieniu GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



Sytuacja wyjściowa



Efekt końcowy

Lustre Pastes ONE




KORZYSTNA CENA

4 + 1 **285 zł**
Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania Initial IQ Lustre Pastes ONE Refill (4 g) + 1 opakowanie Initial IQ Lustre Pastes ONE L-NFL Refill (4 g) GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Lustre Pastes NF Gum



Initial Spectrum Stain

Estetyka poprzez kolor z GC Initial- rozwiązania 2D i 3D do malowania ceramiki

KORZYSTNA CENA

3 + 1 **235 zł**
Cena jednego opakowania

Zamów: 3 opakowania Initial Spectrum Stain Refill, Powder 3g + 1 opakowanie Initial Spectrum Stain Refill, Powder SPS-1, 3g, Ivory White GRATIS!

¹GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



Art. Nr 10003190
Initial Spectrum Stain Set; 2 425 zł*

* Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Szerokie spektrum zastosowań

- Uniwersalna glazura i farby do charakteryzacji
- Indywidualizacja ceramiki nakładanej warstwowo
- Szeroki zakres współczynnika rozszerzalności cieplnej CTE
- Kompatybilny ze wszystkimi ceramikami dentystycznymi
- Jeden zestaw dla całego systemu Initial
- 20 kolorów

Uwolnij pełen potencjał estetyczny z GC Initial



Initial MC - warstwowanie struktur metalowych
Initial Zr-FS - warstwowanie struktur z tlenku cyrkonu
Initial LiSi - warstwowanie struktur z dwukrzemianu litu

KORZYSTNA CENA

5 + 1

OD 145 zł*

Cena jednego opakowania

Zamów 5 opakowań 20 g Initial MC lub Zr-FS
w dowolnym odcieniu
+ opakowanie 20 g D-A2, E-58 lub EOP Booster GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.

* Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

ZAPYTAJ O OFERTĘ SPECJALNĄ

Kup dwa dowolne zestawy
ceramik GC z dodatkowym rabatem!

*Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



Zeskanuj, aby
obejrzeć filmy wideo

GC Initial MC

Art. Nr 10003150

**Basic Set z opakowaniem
w proszku;** 8 785 zł

Art. Nr 10003111

**Basic Set z opakowaniem
w paście;** 7 950 zł

Art. Nr 10003151

**Basic Plus Set z opakowaniem
w proszku;** 8 740 zł

Art. Nr 10003112

**Basic Plus Set z opakowaniem
w paście;** 8 175 zł

GC Initial MC

Art. Nr 10003113

Advanced Set; 5 370 zł

Art. Nr 10003170

**Gum Shade Set z opakowaniem
w proszku;** 1 475 zł

Art. Nr 10003171

**Gum Shade Set z opakowaniem
w paście;** 1 310 zł

Art. Nr 10003165

Bleach Set; 1 810 zł

Art. Nr 10003181

Initial MC Classic Line Paste

Opaque Set; 3 030 zł

GC Initial Zr-FS

Art. Nr 10003119

Basic Set; 10 000 zł

Art. Nr 10003120

Advanced Set; 10 000 zł

Art. Nr 10003168

Bleach Set; 1 850 zł

Art. Nr 10003172

Gum Shades Set; 1 675 zł

GC Initial LiSi

Art. Nr 10003184

Initial LiSi Basic Set; 3 860 zł

Art. Nr 10003185

Initial LiSi Advanced Set; 4 680 zł

Wszystkie kolory są również dostępne
osobno jako opakowania uzupełniające.

G-CEM ONE™

Cementowanie łączników hybrydowych poza jamą ustną



G-CEM ONE to podwójnie utwardzalny, samoadhezyjny cement kompozytowy do łączenia wszystkich uzupełnień z **ceramiką, metalem i kompozytem**. Właściwości i zalety zapewniają również optymalne wykorzystanie podczas klejenia łączników wykonywanych w laboratorium. Dzięki zoptymalizowanemu procesowi utwardzania chemicznego, G-CEM ONE zapewnia doskonałe rezultaty oraz bezpieczne wiązanie - nawet w przypadku, gdy przepuszczalność światła jest ograniczona. Dzięki MDP zawartemu w G-CEM ONE, uzyskuje się wysoką i trwałą siłę wiązania zarówno z **tytanem, jak i tlenkiem cyrkonu** bez konieczności wcześniejszego użycia primerów. W przypadku ceramiki szklanej zaleca się zastosowanie silanu. Dzięki najcieńszej spośród dostępnych na rynku grubości warstwy, wynoszącej zaledwie 5 µm, zapewnia optymalne dopasowanie uzupełnień protetycznych.

* G-CEM ONE jest dostępny w strzykawce z końcówką mieszającą i nie wymaga wieloetapowej procedury i stosowania wielu komponentów.



Art. Nr 10006932
G-CEM ONE Single Refill AO3
Art. Nr 10006933
G-CEM ONE Single Refill White Opaque
Opakowanie Single Refill zawiera: 1 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g), 8 x końcówka mieszająca Automix Tips Regular, 2 x końcówka mieszająca Automix Endo Tips
Cena za opakowanie: 295 zł

Art. Nr 10006930
G-CEM ONE Twin Refill A2
Art. Nr 10006931
G-CEM ONE Twin Refill Translucent
Opakowanie Twin Refill zawiera: 2 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g), 15 x końcówka mieszająca Automix Tips Regular, 5 x końcówka mieszająca Automix Endo Tips
Cena za opakowanie: 570 zł

Akcesoria:
Art. Nr 10003289
Automix Tip for Endo
10 szt. z końcówką przedłużającą; 80 zł

Art. Nr 10003335
Automix Tip Regular
10 szt.; 75 zł

KORZYSTNA CENA

3 + 1

OD 295 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 3 opakowania G-CEM ONE Single Refill + G-CEM ONE Single Refill AO3 lub White Opaque GRATIS¹!

Zamów 3 opakowania G-CEM ONE Single Refill + 1x GC Initial IQ, Lustre Pastes ONE, Refill 4g, L-NFL GRATIS¹!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



* Wszystkie dane dostępne na życzenie.

G-Multi PRIMER

Silne połączenie dla wszystkich wskazań

Jeden primer do wszystkich substratów!

G-Multi PRIMER wykorzystuje trzy różne czynniki chemiczne dla zapewnienia perfekcyjnej adhezji we wszystkich sytuacjach klinicznych.

Dodanie silanu do primeru, a nie do materiału łączącego, gwarantuje stabilność adhezji.

G-Multi PRIMER

325 zł

Art. Nr 10001350
G-Multi PRIMER
butelka 5 ml

Adhezja do ceramiki szklanej, ceramiki hybrydowej i do kompozytów

Silan

Adhezja do tlenku cyrkonu, tlenku glinu i stopów metali nieszlachetnych

MDP

Adhezja do stopów metali szlachetnych

MDTP





CERASMART™270


Absorbujące naprężenia bloczki CAD/CAM z ceramiki hybrydowej

Precyzja, wytrzymałość i elastyczność w połączeniu z łatwą w użyciu, światłoutwardzalną glazurą do pokrywania powierzchni



- Elastyczność umożliwiająca absorpcję naprężeń
- Odporność na ścieranie dla trwałych uzupełnień
- Niezwykle precyzyjne brzegi zapewniające płynne przejścia
- Doskonała polerowalność i trwałość połysku
- Optymalna fluorescencja i przezierność
- Korona podparta na implancie
- Wymiana dużego uzupełnienia kompozytowego wykonanego z użyciem ćwieków okołomiazgowych
- Odbudowa drugiego trzonowca
- Rekonstrukcja zębów w kwadrancie

Odcienie



Initial LRF BLOCK

Bloczek CAD/CAM z ceramiki skalenkowej wzmocnionej leucytem, który wzmacnia strukturę i umożliwia stosowanie zarówno w przednim, jak i bocznym odcinku zębów. Specjalny rozmiar i rozkład kryształów leucytu wpływa na odbicie padającego światła i zapewnia niezwykle estetyczny efekt końcowy.

Initial LRF BLOCK

350 zł

Cena jednego opakowania

Odcienie:
A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3,5 HT, B1 HT
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3,5 LT, B1 LT
BL
Rozmiar 12; 350 zł za opakowanie
Rozmiar 14; 350 zł za opakowanie
Rozmiar 14L; 350 zł za opakowanie
Opakowanie zawiera 5 bloczków



KORZYSTNA CENA

4 + 1

10 + 3

OD 550 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania bloczków CERASMART270 (po 5 szt.) w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie bloczków CERASMART270 (5 szt.) A2 HT lub A2 LT w rozmiarze 14 GRATIS!¹

Zamów 10 opakowań bloczków CERASMART270 (po 5 szt.) w dowolnym odcieniu + 3 opakowania bloczków CERASMART270 (po 5 szt.) A2 HT lub A2 LT w rozmiarze 14 GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Odcienie:
A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3,5 HT, B1 HT
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3,5 LT, B1 LT
BL
Rozmiar 12; 550 zł za opakowanie
Rozmiar 14; 600 zł za opakowanie
Rozmiar 14L; 650 zł za opakowanie
Opakowanie zawiera 5 bloczków

Bloczki CERASMART270 są kompatybilne z systemem CEREC i umieszczone w najnowszej aktualizacji oprogramowania CEREC.



Zeskanuj, aby przejść do strony internetowej: Initial LiSi Block



*initial*TM
LiSi Block


Initial LiSi Block

W pełni skryształizowany bloczek CAD/CAM z dwukrzemianu litu


Wytrzymałość, precyzja i estetyka w całości skryształizowanym bloczku



Initial LiSi Block jest w pełni skryształizowanym bloczkiem z dwukrzemianu litu, który zapewnia optymalne właściwości fizyczne bez wypalania. Bloczek cechują wyjątkowe właściwości oparte na opatentowanej przez GC technologii HDM (High Density Micronization) użytej w stomatologii CAD/CAM, aby zapewnić wysoką odporność na ścieranie, precyzyjne krawędzie i estetyczne efekty końcowe. W połączeniu z techniką ONE SQIN – systemem ceramicznym do malowania koloru i nadawania kształtu - można szybko i łatwo osiągnąć jeszcze bardziej estetyczne rezultaty.



Konwencjonalny dwukrzemian litu (IPS e.max CAD)



Technologia HDM dla CAD/CAM (Initial LiSi Block)

Initial LiSi Block

520 zł

Cena jednego opakowania

Odcienie:
A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT,
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT
BL

Rozmiar 14; 520 zł za opakowanie
Opakowanie zawiera 5 bloczków



- Oszczędność czasu - nie wymaga krystalizacji
- Trwała estetyka
- Idealnie dopasowane krawędzie
- Naturalna opalescencja
- Idealna baza dla techniki ONE SQIN
- Po prostu wyfrezuj, pomaluj i zacementuj

Odcienie



Initial LiSi Press

Innowacyjna ceramika tłoczona łączy imponującą wytrzymałość z doskonałą estetyką

Co w Initial LiSi Press

na pewno Ci się spodoba:

- nieporównywalna wytrzymałość na zginanie
- wyjątkowa estetyka
- oszczędność czasu
- minimalna ilość warstwy reakcyjnej podczas uwalniania
- przyjazna dla zębów przeciwnastwnych i odporna na ścieranie



Zeskanuj, aby obejrzeć filmy wideo

KORZYSTNA CENA

4 + 1

385 zł

Cena jednego opakowania


Zamów 4 opakowania pastylek Initial LiSi Press (5 x 3 g) + 1 opakowanie Initial LiSi Press (5 x 3 g) w kolorze MT-A1, MT-A2, LT-A1, LT-A2 lub MO-0 GRATIS¹!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.


Wysoka przezierność (HT)




Średnia przezierność (MT)



Niska przezierność (LT)



Niska przezierność - koncepcja One Body (LT-IQ)



Średnia opakierowość (MO)



Skorzystaj z pomocy Konsultanta GC, doradzi w kwestii ceramiki Initial LiSi Press i zrealizuje uzgodnione promocje we współpracy z autoryzowanym dystrybutorem GC.

LiSi PressVest

Mniejsze generowanie warstwy reakcyjnej i łatwiejsze usuwanie



Zatapianie w masie osłaniającej i tłoczenie

Dzięki zastosowaniu w masie osłaniającej unikalnego środka antyadhezyjnego i płynu LiSi PressVest SR, tworzy się „warstwa rozdzielająca” i powstałą warstwę reakcyjną można łatwo usunąć strumieniowym piaskowaniem przy użyciu szklanych perełek.

- Łatwiejsze zatapianie
- Wysoka płynność
- Elastyczny czas obróbki
- Oszczędność czasu
- Więcej miejsca przy umieszczaniu obiektów w formie

LiSi PressVest Powder

1 015 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10003661 LiSi PressVest Powder
60 saszetek x 100 g | 6 kg; 1 015 zł

LiSi PressVest Liquid

205 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10003662 LiSi PressVest Liquid
Butelka | 900 ml; 205 zł

Art. Nr 10003663 LiSi PressVest SR Liquid
Butelka | 100 ml; 315 zł

GRADIA™ PLUS

Modułowy system kompozytowy do wykonywania uzupełnień pośrednich
Nowy standard dla naturalnego łączenia i odtwarzania kolorów



- Innowacja wychodząca naprzeciw wskazaniom
- Technologia polimerów ceramicznych
- Czerwona i biała estetyka
- Konsystencja odpowiednia do wskazań
- Wydajny, modułowy i ekonomiczny
- Utwardzanie światłem – technologia LED

GRADIA PLUS

Art. Nr 10003559 **Layer Set**; 4 400 zł
Art. Nr 10003652 **Layer Pro Set**; 3 985 zł
Art. Nr 10003561 **GUM Shades Set**; 2 870 zł
Art. Nr 10003560 **Paint Set**; 2 780 zł
Art. Nr 10003563 **Accessory Set**; 2 500 zł
Art. Nr 10003562 **One Body Set**; 2 455 zł



KORZYSTNA CENA

5 + 1

OD 205 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 5 strzykawek GRADIA PLUS w dowolnym odcieniu + 1 strzykawka GRADIA PLUS HB-DA2 lub LB-A GRATIS¹!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



GRADIA PLUS Refill HB (3,3 ml); 260 zł
GRADIA PLUS Refill LP (0,8 ml); 230 zł
GRADIA PLUS Refill LB (2 ml); 205 zł
GRADIA PLUS Refill Opaque (2 ml); 200 zł




GRADIA PLUS:
Laboratoryjna
technika iniekcyjna



Charakteryzacja protez akrylowych,
żywic drukowanych, PEEK oraz PMMA

GRADIA PLUS GUM
w trzech konsystencjach:
HB - Heavy Body, LB - Light Body oraz LP - Lustre Paint

GRADIA PLUS GUM - odcienie dziąsłowe



Labolight DUO

GC oferuje teraz wielofunkcyjne urządzenie do utwardzania światłem dla technika, które łączy w sobie dwa tryby utwardzania

Utwardzanie wstępne - tryb stopniowy I Utwardzanie końcowe - tryb pełny



Najnowsza technologia LED

Wyposażone w diody emitujące światło o dwóch długościach fali, urządzenie GC Labolight DUO może być stosowane do polimeryzacji dowolnego kompozytu GC w bezpieczny i trwały sposób.

Oferuje długość fali w zakresie

380 nm - 510 nm o szczytowej wartości widma w zakresie:

- 465 nm - 485 nm (12 diod niebieskich)
- 390 nm - 400 nm (3 diody fioletowe)

Technologia ta zapewnia optymalne utwardzanie wszystkich światłoutwardzalnych materiałów dentystycznych, natomiast wysoka moc skraca cykle naświetlania.



Zautomatyzowany system obrotowy

Płyta odblaskowa skutecznie rozproszcza całe światło i ekspozuje utwardzane prace ze wszystkich stron. Podstawa do utwardzania dokładnie pozycjonuje obiekty podczas wszystkich cykli utwardzania światłem.

OFERTA SPECJALNA

-10%

13 320 zł

~~14 800 zł~~

EXACLEAR

Transparentny materiał poliwinylsiloksanowy

- Wysoka przezroczystość umożliwia dokładną kontrolę wzrokową
- Skuteczne utwardzanie światłem dzięki doskonałej przezroczystości
- Optymalna konsystencja umożliwiająca łatwe umieszczenie w łyżce wyciskowej
- Dobre odwzorowanie, optymalna stabilność i odporność na rozerwanie podczas aplikacji



Art. Nr 10001483 **EXACLEAR**; 335 zł
Opakowanie zawiera: 2 naboje (48 ml),
6 końcówek mieszających II L

EXACLEAR

335 zł

Cena jednego opakowania

OPTIGLAZE color

Światłoutwardzalna glazura do charakteryzacji pośrednich uzupełnień akrylowych, kompozytowych, z PMMA, ceramiki hybrydowej i druku 3D

Wskazania

- Korony i mosty kompozytowe
- Protezy akrylowe oraz sztuczne zęby
- Tymczasowe korony i mosty z żywicy
- Frezowane odbudowy z ceramiki hybrydowej np. CERASMART270
- Frezowane prace z PMMA
- Drukowane prace tymczasowe



Sytuacja wyjściowa



Efekt końcowy

Dzięki uprzejmości:
MDT Stefan Roosen, Austria

OPTIGLAZE
color Set

-25%

2 425 zł

~~3 235 zł~~

Cena zestawu

Art. Nr 10001150 **OPTIGLAZE color Set**; 2 425 zł
15 x OPTIGLAZE color (A plus, B plus, C plus, White, Ivory White, Yellow, Orange, Pink Orange, Red Brown, Olive, Grey, Blue, Lavender, Pink, Red), 2,6 ml, 2 x OPTIGLAZE color (Clear, Clear HV), 5 ml, akcesoria

OPTIGLAZE
color Refill

-20%

215 zł

~~265 zł~~

Cena jednego opakowania

OPTIGLAZE color dostępny również w opakowaniach uzupełniających: A plus, B plus, C plus, White, Ivory White, Yellow, Orange, Pink Orange, Red Brown, Olive, Grey, Blue, Lavender, Pink, Red, Cena za pojedyncze opakowanie butelka 2,6 ml; 215 zł

Clear, Clear HV
Cena za pojedyncze opakowanie butelka 5 ml; 215 zł

Temp PRINT

Światłoutwardzalny kompozyt do druku 3D tymczasowych koron i mostów
Tworzenie mostów na przyszłość

Łatwe drukowanie złożonych uzupełnień bez strat materiału!

GC Temp PRINT jest **biokompatybilnym materiałem klasy IIa** do tymczasowych koron i mostów bez metakrylanu metylu (MMA). Jest przeznaczony do drukowania 3D opartego na systemach, które działają przy długości fali od 385 do 405 nm. Ma **doskonale właściwości mechaniczne** i pozostaje stabilny podczas przechowywania. Ponadto można go idealnie zabarwić za pomocą OPTIGLAZE color - prostego rozwiązania, dzięki któremu Twoje uzupełnienia drukowane w technologii 3D zyskają połysk i charakter.



TEMP PRINT

1 175 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10004798 **Temp PRINT Light**, 500 g
Art. Nr 10004797 **Temp PRINT Medium**, 500 g

Aadva Lab Scanner 3

Oparty na sztucznej inteligencji,
kontrolowany gestami skaner
laboratoryjny

Poszukujesz wyjątkowego i ekscytującego procesu
skanowania?

GC oferuje pierwszy na świecie skaner laboratoryjny kontrolowany
za pomocą opatentowanej sztucznej inteligencji!
Aadva Lab Scanner 3 oferuje zupełnie nową jakość pracy.

Opatentowana technologia projekcji

- Ekscytujący i wyjątkowy proces skanowania
- Projekcja kolejnych etapów skanowania na modelu



Automatyczne pozycjonowanie osi Z oparte na sztucznej inteligencji

- Płyta skanera automatycznie pozycjonuje się na podstawie informacji o skanowanym obiekcie bez obsługi operatora



Bezpieczeństwo, szybkość i jakość

- Bezpieczeństwo światła niebieskiego
- Klasa promieniowania optycznego 0*
- Dokładność 4 μm zgodnie z ISO12836
- 12 s pełne skanowanie łuku



* Źródło: Prall C, Friemel J.
Dental 3D Scanner
- Czynniki ryzyka J Osseointegr
2021;13(4):S289-S292



ALS 3

OD 59 500 zł

Jesteś zainteresowany
skanerem ALS 3?

Skontaktuj się z nami pod adresem
info.poland@gc.dental
lub zadzwoń do Konsultanta GC!



PROWADZĄCY

TD Jędrzej Komoda

ALS3 & EXOCAD TOUR

- 23.01.2026r. Gorlice
- 24.01.2026r. Lublin
- 25.01.2026r. Katowice
- 29.05.2026r. Wrocław
- 12.06.2026r. Białystok
- 18.09.2026r. Lublin

Warsztat praktyczny CAD/CAM

„Pełen protokół pracy w tworzeniu
naturalnych uzupełnień pełnokonturowych”



Fujivest® Platinum II

Bezgrafitowa fosforanowa masa osłaniająca



Precyzyjne rozwiązania dla najwyższych wymagań. Masa osłaniająca specjalnie opracowana do stopów metali szlachetnych i półszlachetnych.

KORZYSTNA CENA

OD 840 zł

Cena jednego opakowania

Płyn

Art. Nr 10003343
Fujivest Platinum II, Liquid
Butelka | 900 ml; 170 zł

Art. Nr 10003339 **Fujivest Platinum II, Powder**
67 saszetek x 90 g | 6 kg; 985 zł

Art. Nr 10003340 **Fujivest Platinum II, Powder**
40 saszetek x 150 g | 6 kg; 840 zł

Fujivest® Premium

Bezgrafitowa fosforanowa masa osłaniająca



Przyjazny sposób stosowania w codziennej pracy. Fujivest Premium masa osłaniająca do koron i mostów właściwa do wszystkich typów stopów dentystycznych, szczególnie stopów metali nieszlachetnych.

KORZYSTNA CENA

OD 700 zł

Cena jednego opakowania

Płyn

Art. Nr 10003215
Fujivest Premium, Liquid
Butelka | 900 ml; 170 zł

Art. Nr 10003213 **Fujivest Premium, Powder**
40 saszetek x 150 g | 6 kg; 700 zł

Art. Nr 10003214 **Fujivest Premium, Powder**
67 saszetek x 90 g | 6 kg; 795 zł

LiSi PressVest

LiSi PressVest jest szybką, bezgrafitową masą osłaniającą o fosforanowym czynniku wiążącym przeznaczoną do technik ceramiki tłoczonych, która zapewnia łatwiejszą, szybszą i bardziej bezpieczną procedurę przetwarzania.

KORZYSTNA CENA

1 015 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10003661 **LiSi PressVest Powder**
60 saszetek x 100 g | 6 kg; 1 015 zł



Płyn

Art. Nr 10003662
LiSi PressVest Liquid
Butelka | 900 ml; 205 zł

Art. Nr 10003663
LiSi PressVest SR Liquid
Butelka | 100 ml; 315 zł

Fujivest® Super

Bezgrafitowa fosforanowa masa osłaniająca



Masa osłaniająca przeznaczona do precyzyjnych odlewów ze stopów metali szlachetnych, półszlachetnych i na bazie palladu, ze szczególnym uwzględnieniem skomplikowanych odlewów do implantów.

KORZYSTNA CENA

OD 865 zł

Cena jednego opakowania

Płyn

Art. Nr 10001777
Fujivest Super, Liquid
Butelka | 900 ml; 175 zł

Art. Nr 10001778 **Fujivest Super, Powder**
67 saszetek x 90 g | 6 kg; 945 zł

Art. Nr 10001776 **Fujivest Super, Powder**
40 saszetek x 150 g | 6 kg; 865 zł

Fujivest® II

Bezgrafitowa fosforanowa masa osłaniająca



Masa osłaniająca do precyzyjnych odlewów koron i mostów ze wszystkich stopów dentystycznych, w tym Ni-Cr i Co-Cr.

KORZYSTNA CENA

OD 920 zł

Cena jednego opakowania

Płyn

Art. Nr 10001772
Fujivest II, Liquid
Butelka | 900 ml; 175 zł

Art. Nr 10001770 **Fujivest II, Powder**
100 saszetek x 60 g | 6 kg; 1 000 zł

Art. Nr 10001771 **Fujivest II, Powder**
40 saszetek x 150 g | 6 kg; 920 zł

Art. Nr 10001773 **Fujivest II, Powder**
67 saszetek x 90 g | 6 kg; 980 zł

GC FUJIROCK® EP

Sprawdzona linia produktów w różnych wersjach spełniająca wymagania do wszystkich wskazań



FUJIROCK

-20%

OD 175 zł



Art.-Nr. 890226 FUJIROCK EP, Classic Line, Golden Brown 12 kg; 375 zł
Art.-Nr. 890222 FUJIROCK EP, Classic Line, Golden Brown 5 kg; 195 zł
Art.-Nr. 890225 FUJIROCK EP, Classic Line, Topaz Beige 5 kg; 215 zł

Art.-Nr. 890365 FUJIROCK EP, Premium Line, Pastel Yellow, 11 kg; 385 zł
Art.-Nr. 890364 FUJIROCK EP, Premium Line, Pastel Yellow, 4 kg; 175 zł
Art.-Nr. 890366 FUJIROCK EP, Premium Line, Polar White, 4 kg; 175 zł
Art.-Nr. 890367 FUJIROCK EP, Premium Line, Inca Brown, 4 kg; 175 zł
Art.-Nr. 890368 FUJIROCK EP, Premium Line, Titanium Grey, 4 kg; 175 zł

GC FUJIROCK EP Premium

Linia FUJIROCK EP Premium została opracowana z myślą o wskazaniach do różnych zaawansowanych technik wymagających najwyższej jakości i precyzji, takich jak nadbudowy implantów i prace pełnoceramiczne.

Model roboczy do szczególnie wymagających przypadków wykonany z gipsu FUJIROCK EP linii Premium, spełnia wszystkie wymagania procesu technologicznego i stanowi doskonałą podstawę do modelowania, maski dziąsłowej, skanowania cyfrowego, dopasowywania i sprawdzania pracy protetycznej oraz indywidualizacji i ostatecznego wykończenia.



Stosunek proszek/płyn	100 g/20 ml
Ręczne mieszanie	15 sek.
Mieszanie próżniowe	45 sek.
Czas wiązania	9-12 min.
Czas uwalniania	25-35 min.
Ekspansja podczas wiązania (po 2 h)	≤ 0.09 %
Wytrzymałość na ściskanie	≈ 60 MPa

GC FUJIROCK EP Classic

Jeden z najbardziej cenionych na świecie najwyższej jakości gips dentystyczny klasy IV.

FUJIROCK EP Classic, „klasyk wśród gipsów” jest idealnym rozwiązaniem do wszystkich rodzajów prac protetycznych. Łączy w sobie najwyższą precyzję, doskonałą stabilność krawędzi i wytrzymałość na ściskanie. FUJIROCK EP Classic charakteryzuje się niską lepkością, a jednocześnie tiksotropią, co zapewnia doskonałe właściwości użytkowe i łatwe odlewanie bez pęcherzyków powietrza. Prawdziwie doskonały uniwersalny gips.



Stosunek proszek/płyn	100 g/20 ml
Ręczne mieszanie	15 sek.
Mieszanie próżniowe	45 sek.
Czas wiązania	10-13 min.
Czas uwalniania	30-40 min.
Ekspansja podczas wiązania (po 2 h)	≤ 0.09 %
Wytrzymałość na ściskanie	≈ 53 MPa

PATTERN RESIN LS

Żywica modelowa o niskiej kurczliwości

Sprawdzona żywica modelowa do wykonywania koron teleskopowych, niestandardowych zaczepów, elementów retencyjnych, łączników implantów lub modeli z żywicy do galwanotechniki

- Minimalny skurcz: precyzyjne modele i odlewy
- Wysoka wytrzymałość i stabilność: możliwa do osiągnięcia bardzo cienka warstwa
- Wypala się bezresztkowo: gładka, czysta powierzchnia odlewu
- Łatwa do opracowania: może być stosowana bezpośrednio w ustach



PATTERN RESIN LS

445 zł

Cena zestawu

Art. Nr 10003198 **PATTERN RESIN LS**

Zestaw zawiera: proszek 100 g, płyn 105 ml, 2 pojemniki do mieszania, pędzelek N° 4, pipeta

Initial CAST NP

Stop odlewniczy na bazie chromo-kobaltu do koron i mostów

Art. Nr 10003648 **Initial CAST NP**, 250 g; 750 zł
Art. Nr 10003649 **Initial CAST NP**, 500 g; 1 395 zł
Art. Nr 10003650 **Initial CAST NP**, 1000 g; 2 690 zł



Kompatybilny z większością ceramik stosowanych do licowania na metalu WRC 14,1 x 10-6 K-1 (25-500°)

- Optymalna płynność i doskonałe rezultaty odlewania
- Bardzo drobna struktura cząsteczkowa
- Gładka i zwarta powierzchnia po odlaniu
- Niski stopień utleniania - nawet po wielokrotnym napalaniu ceramiki
- W celu uzyskania optymalnych efektów odlewania polecane są fosforanowe masy osłaniające: GC Fujivest Premium i GC Fujivest II



CERAMIC PRIMER II

Uniwersalny primer przeznaczony do przygotowania powierzchni ceramiki, kompozytu, włókien szklanych i ceramiki hybrydowej przewidzianych do łączenia lub naprawy.

Art. Nr 10001203 **CERAMIC PRIMER II**, butelka 3 ml; 435 zł



Acrylic Primer

Utwardzany światłem primer umożliwia połączenie światłoutwardzalnego kompozytu z konwencjonalną żywicą akrylową stosowaną w pracach protetycznych w celu indywidualizacji odcieni i korekty kształtu.

Art. Nr 10003646 **Acrylic Primer**, butelka 6 ml; 315 zł



METAL PRIMER Z

Jednoetapowy primer do uzyskania silnego połączenia między podbudowami z metalu i każdym rodzajem materiału na bazie żywicy. Może być stosowany ze wszystkimi stopami dentystycznymi.

Art. Nr 10001265 **METAL PRIMER Z**, butelka 5 ml; 885 zł

OFERTA SPECJALNA

obowiązująca do 30.06.2026 r.

	KUP	OTRZYMASZ GRATIS*	CENA
CERASMART270			
4 + 1	CERASMART270 x 4	1 x CERASMART270 A2 LT lub HT Refill, w rozmiarze 14	w rekomendowanych cenach detalicznych
10 + 3	CERASMART270 x 10	3 x CERASMART270 A2 LT lub HT Refill, w rozmiarze 14	w rekomendowanych cenach detalicznych
G-CEM ONE			
3 + 1	G-CEM ONE Twin Refill x 1 + G-CEM ONE Single Refill x 1	1 x G-CEM ONE Single Refill AO3 lub White Opaque	865 zł
3 + 1	G-CEM ONE Single Refill x 3	1 x G-CEM ONE Single Refill AO3 lub White Opaque	885 zł
3 + 1	G-CEM ONE Single Refill x 3	1 x Initial IQ, Lustre Pastes ONE, Refill 4g, L-NFL	885 zł
GRADIA PLUS			
5 + 1	GRADIA PLUS Refill x 5	1 x GRADIA PLUS HB-DA2 lub LB-A Refill	w rekomendowanych cenach detalicznych
Initial LiSi Press			
4 + 1	Initial LiSi Press (5x 3g) x 4	1 x Initial LiSi Press (5x 3g) MT-A1, MT-A2, LT-A1, LT-A2 lub MO-0	1 540 zł
Initial Veneering Ceramics			
5 + 1	Initial MC, Refill, 20g x 5	1 x Initial MC (20g) DA-2, E-58 lub Enamel Opal Booster	w rekomendowanych cenach detalicznych
5 + 1	Initial Zr-FS, Refill, 20g x 5	1 x Initial Zr-FS (20g) DA-2, E-58 lub Enamel Opal Booster	w rekomendowanych cenach detalicznych
Initial Zirconia Coloring Liquid			
4 + 1	Initial Zirconia Coloring Liquid, Refill x 4	1 x Initial Zirconia Coloring Liquid, Blue, Refill 25 ml	860 zł
SET + 1	Initial Zirconia Coloring Liquid SET, 700g x 1	1 x Initial Zirconia Disk 98,5 x 18 mm o przezierności ST, HT lub UHT	2 435 zł
Initial IQ ONE SQIN			
4 + 1	GC Initial IQ, SQIN, Refill x 4	1 x Initial IQ, SQIN, Refill (10g) Enamel E-58 lub TO-Booster	680 zł
Initial IQ Lustre Pastes ONE			
4 + 1	Initial IQ, Lustre Paste ONE, Refill x 4	1x Initial IQ, Lustre Paste ONE, Refill 4g, L-NFL	1 140 zł
SET + 1	Initial IQ, Lustre Pastes ONE, V-Shades Set x 1	1 x Initial Zirconia Disk Multilayer Elite 98,5 x 20 mm w dowolnym kolorze	2 940 zł
Initial Spectrum Stain			
3 + 1	Initial Spectrum Stain Refill, Powder x 3	1 x Initial Spectrum Stain Refill, Powder SPS-1, 3g, Ivory White	705 zł
Initial Zirconia Disk			
3 + 1	Initial Zirconia Disk, ST/HT/UHT x 3	1x Initial Zirconia Disk 98,5 x 18 mm o przezierności ST, HT lub UHT	w rekomendowanych cenach detalicznych
Initial Zirconia Disk Multilayer Elite			
3 + 1	Initial Zirconia Disk Multilayer Elite x 3	1 x Initial Zirconia Disk Multilayer Elite 98,5 x 20 mm w dowolnym kolorze	w rekomendowanych cenach detalicznych
3 + 1	Initial Zirconia Disk Multilayer Elite x 3	1 x Initial Zirconia Coloring Liquid, Body A, 50 ml	w rekomendowanych cenach detalicznych
3 + 1	Initial Zirconia Disk Multilayer Elite x 3	1 x Initial IQ, Lustre Paste ONE, Refill 4 g, L-NFL	w rekomendowanych cenach detalicznych

* GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



THE 6TH INTERNATIONAL DENTAL



6. Międzynarodowe Sympozjum Stomatologiczne
- Zdobądź wiedzę,
Stwórz „8 miliardów”
uśmiechów!

Tokyo International Forum • 5-1 Marunouchi 3-chome • Chiyoda-ku, Tokio, Japonia

Tydzień perfekcji z GC w Japonii!

Świętuj 70-lecie istnienia GC Membership Society, słuchając inspirujących wykładów światowych liderów i biorąc udział w praktycznych sesjach poświęconych najciekawszym trendom naszych czasów. Odkryj najnowsze badania, spostrzeżenia kliniczne i innowacje produktowe kształtujące przyszłość stomatologii i nawiąż kontakt ze specjalistami z całego świata. Po zakończeniu sympozjum weź udział w ciekawych wydarzeniach towarzyskich i zanurz się w bogatej kulturze Tokio, dzięki ekskluzywnym wycieczkom krajoznawczym. Nie przegap tej wyjątkowej okazji, by poszerzać wiedzę, nawiązywać kontakty i świętować – wszystko w ramach jednego niezwykłego wydarzenia!

- 72 wykłady ekspertów o międzynarodowej renomie w dziedzinie stomatologii

- Warsztaty praktyczne odpowiadające aktualnym trendom

- Możliwości nawiązywania kontaktów, wydarzenia towarzyskie i ekskluzywne wycieczki krajoznawcze

- Punkty za kształcenie ustawiczne (CE) akredytowane zgodnie z ADA/CERP



Bądź jednym z pierwszych!
Zarejestruj się bez zobowiązań
i otrzymaj istotne informacje
już na wczesnym etapie.

Zarejestruj się
już teraz!

INTERNATIONAL SYMPOSIUM

Register NOW



The 70th anniversary of the GC Membership society

2026.10.3 SAT **4** SUN

Tokyo International Forum
(Chiyoda City, Tokyo)





PROWADZĄCY
CTD Dirk Galle

- 11.03-14.03.2026r.
- 30.09-03.10.2026r.
Leuven, Belgia

Dwudniowy kurs w centrum szkoleniowo-edukacyjnym GC Europe Campus

„Zirconia 360 - nowoczesne systemy ceramiczne”

- Technika indywidualizacji struktur cyrkonowych przed procesem synteryzacji przy użyciu GC Initial Zirconia Coloring Liquid.
- Technika malowania oraz mikrowarstwowania struktur cyrkonowych ceramiką w paście GC Lustre Pastes ONE oraz GC Initial IQ ONE SQIN
- Odtworzenie prawidłowej tekstury oraz naturalnego połysku gotowej pracy



PROWADZĄCY
MDT Stefan Roozen

- 04.09.2026r. Gdańsk
- 05.09.2026r. Gdańsk
- 20.11.2026r. Kraków
- 21.11.2026r. Kraków

Mistrzowski kurs z napalania ceramiki GC Initial IQ ONE SQIN

„Gradient koloru i jego inteligentna imitacja”

- Poznaj techniki tworzenia naturalnych uzupełnień monolitycznych, w możliwie najbardziej realistyczny sposób
- Odkryj estetyczne możliwości ceramiki GC Initial IQ ONE SQIN w autorskich recepturach stworzonych do uzyskania maksymalnej estetyki w zaledwie jednej mikrowarstwie



PROWADZĄCA
TD Justyna Kasta

- 20-21.02.2026r. Wrocław
- 23-24.10.2026r. Gdańsk
- 13-14.11.2026r. Kraków

Dwudniowy zaawansowany kurs z warstwowania ceramiką GC Initial Zr-FS

„THE GOOD, THE BAD, THE UGLY”

- Poczuj się swobodnie w systemie GC Initial Zr-FS
- Wyjątkowe wyzwania kolorystyczne wymagają kreatywnego podejścia, szeroka paleta kolorów GC Initial gwarantuje swobodę twórczą



PROWADZĄCY
TD Jędrzej Komoda

- 29-30.05.2026r. Wrocław
- 12-13.06.2026r. Białystok
- 16-17.10.2026r. Kielce
- 30-31.10.2026r. Katowice

Dwudniowy zaawansowany kurs obejmujący projekt CAD oraz protokół postępowania ze strukturami cyrkonowymi od EXOCAD do SQIN

„ALL on X - od E do S”

- Kompletny protokół pracy gwarantujący pasowność, funkcje oraz estetykę rozległych prac na implantach
- Indywidualizacja i opracowanie tlenku cyrkonu przed procesem synteryzacji oraz prawidłowe wykończenie gotowej pracy

Warsztat praktyczny z rozwiązań GC do malowania i charakteryzacji

„Kształt i tekstura z uwzględnieniem biotypu pacjenta”

- Analiza estetyki oraz biotypu pacjenta
- Pokaz charakteryzacji struktur frezowanych z GC Initial Zirconia Disk Multilayer Elite przed procesem syntezy oraz indywidualizacja uzupełnień monolitycznych
- Rekonstrukcja części organicznej oraz nieorganicznej za pomocą systemu do malowania i mikrowarstwowania GC Initial IQ ONE SQIN

Warsztat praktyczny z tworzenia estetycznych prac pełnoceramicznych

„Maksymalna estetyka przy użyciu mikrowarstwy”

- Przywróć życie swoim uzupełnieniom monolitycznym z GC Initial IQ ONE SQIN
- Uzyskaj naturalną przezierność, piękną glazurę i właściwy poziom fluorescencji w pracach z tlenku cyrkonu oraz dwukrzemianu litu
- Odkryj pełen protokół pracy z zastosowaniem rozwiązań GC Initial Zirconia od prawidłowego doboru dysków cyrkonowych, ich indywidualizacji, aż po mikrowarstwowanie

Warsztaty praktyczne z technik pracy kompozytem

„Estetyka biała i czerwona - GC GRADIA PLUS”

- wykonanie estetycznej protezy - projekt CAD i druk 3D

„Płynna procedura z GC GRADIA PLUS Light Body” - technika iniekcyjna i technika malowania

- od diagnostycznego wax-up'u do estetycznego uzupełnienia

Warsztaty praktyczne z napalania ceramiki GC Initial MC

„Poznaj i pokochaj ceramikę GC Initial MC”

- nowe perspektywy dla ceramiki na metal

„GC Initial MC - warstwowanie bliżej natury”

- licówki skalenkowe na masie ogniotrwalej



PROWADZĄCY
TD Bob Elst

- 23.04.2026r. Warszawa
- 24.04.2026r. Kraków
- 25.04.2026r. Katowice



PROWADZĄCY
TD Jędrzej Komoda
TD Jakub Dutkiewicz

- 06.02.2026r. Kołobrzeg
- 06.02.2026r. Rybnik
- 16.05.2026r. Kalisz
- 30.05.2026r. Wrocław
- 13.06.2026r. Białystok
- 20.06.2026r. Szczecin
- 19.09.2026r. Lublin
- 14.11.2026r. Bielsko-Biała



PROWADZĄCY
TD Justyna Kasta
TD Jakub Dutkiewicz

- 24.01.2026r. Częstochowa
- 14.02.2026r. Rzeszów
- 13-14.03.2026r. Wrocław
- 24.04.2026r. Katowice
- 25.04.2026r. Tychy
- 09.10.2026r. Warszawa
- 16.10.2026r. Zielona Góra
- 17.10.2026r. Głogów



PROWADZĄCE
TD Laura Klucznik
TD Anna Nawrot-Giętkowska

- 07.02.2026r. Koszalin
- 13.02.2026r. Warszawa
- 07.03.2026r. Szklarska Poręba
- 15.05.2026r. Wrocław
- 12.06.2026r. Katowice
- 13.06.2026r. Częstochowa
- 21.06.2026r. Szczecin
- 18.09.2026r. Wrocław
- 10.10.2026r. Warszawa
- 13.11.2026r. Bielsko-Biała



Konsultanci GC

Nasi specjaliści ds. produktów są do Państwa dyspozycji i chętnie udzielą Państwu indywidualnej porady.



Tomasz Markowski
SZCZECIN / POZNAŃ /
GDANSK / TORUŃ / OLSZTYN
M. +48 698 648 384
Tomasz.Markowski@gc.dental

Technika Dentystyczna




Marcin Sidor
WROCŁAW / OPOLE /
ZIELONA GÓRA / KALISZ /
KATOWICE / CZĘSTOCHOWA
M.+48 508 278 585
Marcin.Sidor@gc.dental

Technika Dentystyczna



Rafał Rumak
WARSZAWA / BIAŁYSTOK / ŁÓDŹ /
LUBLIN / RZESZÓW / KRAKÓW /
KIELCE
M. +48 698 167 808
Rafal.Rumak@gc.dental

Technika Dentystyczna



Odwiedź naszą stronę internetową:
<https://www.gc.dental/europe/pl-PL>



Odwiedź profil GC Poland na Facebook'u:
<https://www.facebook.com/GCDentalPoland>



Odwiedź kanał GC Europe na YouTube:
www.youtube.com/user/GCEuropeProducts



Odwiedź profil GC Poland na Instagramie:
https://www.instagram.com/gc_poland/